

D: Rettungsbox bei Zahnunfällen

Zweckbestimmung

Zahnrettungsbox zur zeitlich begrenzten Aufbewahrung und zum Transport aus- oder abgebrochener Zähne bzw. Zahnbruchstücke bis zur Replantation

Im Falle eines Zahnunfalls:

1. Ausgeschlagenen Zahn oder Zahnfragment suchen und bereithalten.
Achtung: Zahn nicht an der Wurzel oder Bruchfläche berühren!
Zahn nicht reinigen oder desinfizieren!
2. Die SOS-Zahnbox ist direkt gebrauchsfertig. Vor dem Öffnen Verfalldatum und Farbe prüfen.
3. Verschluss der Box unmittelbar vor Gebrauch aufschrauben und ausgeschlagenen Zahn oder Zahnbruchstück unverzüglich in die SOS Zahnbox legen.
4. SOS-Zahnbox verschließen und Patientennamen, Datum und Uhrzeit auf dem Flaschenetikett vermerken.
5. Umgehend eine Zahnarztpraxis oder Zahnklinik aufsuchen.

Information für den behandelnden Arzt:

Den Zahn vor der Replantation gründlich mit NaCl-Lösung spülen. Die Aufbewahrungslösung der **SOS Zahnbox** hält die Zellen an der Zahnwurzel bei Zimmertemperatur bis zu 48 Stunden lebensfähig. Die Chancen einer erfolgreichen Replantation erhöhen sich, wenn der Zahn bzw. das Zahnteil nach 24 Stunden in eine neue **SOS Zahnbox** umgelagert werden.

Anwendungsgebiete

Nährlösung zur zeitlich begrenzten Aufbewahrung von

- ausgeschlagenen Zähnen – die wieder zurückgepflanzt werden
- extrahierten Zähnen – die zurückgepflanzt oder verpflanzt werden
- Zahnbruchstücken – die wieder angefügt werden

Achtung:

Die **SOS Zahnbox** beinhaltet eine gebrauchsfertige Lösung. Wird sie trüb und verfärbt sich von hellrot nach gelb, ist die Flüssigkeit kontaminiert und darf nicht mehr verwendet werden. Dieses Produkt ist für eine einmalige Verwendung bestimmt und nach dem Öffnen nicht mehr sterilisierbar. Bei einer Wiederverwendung ist die Vitalitätserhaltung der Zellen nicht mehr gegeben und es besteht hohe Infektionsgefahr.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Trocken aufbewahren, vor Licht schützen.

Lagertemperatur: 4 °C bis 25 °C

Nicht zum Einnehmen. Nur zum Gebrauch öffnen!

Beschädigte Boxen nicht verwenden!

Medizinprodukt



Hager & Werken GmbH & Co. KG
Ackerstraße 1
47269 Duisburg, Germany
www.hagerwerken.de



REF 630 125

CE 0197