


PEOPLE HAVE PRIORITY



Istruzioni di impiego



CE
0297

Motori ad aria

AM-25 A BC/RM, AM-25 E BC/RM
AM-25 BC/RM/RQ, AM-20 E BC/RM, AP-20 RM/RQ
AM-20 MW/ MW RQ, AM-05 MW/ MW RQ
AM-20 BC/RM/RQ, AM-20 SD/ SD RQ, AM-05 SD/ SD RQ

Indice

Simboli	4
1. Introduzione	6
2. Avvertenze di sicurezza	9
3. Descrizione del prodotto	12
4. Messa in funzione	14
Inserimento/Disinserimento del raccordo Roto Quick.....	14
Inserimento/Disinserimento del motore ad aria con innesto fisso.....	15
Ciclo di prova	17
5. Igiene e manutenzione	18
Avvertenze generali.....	18
Limitazione per la manutenzione.....	20
Primo trattamento nel luogo di utilizzo.....	21
Pulizia manuale	22
Disinfezione manuale	24

Pulizia e disinfezione meccaniche	25
Asciugatura.....	26
Controllo e manutenzione.....	27
Imballaggio	30
Sterilizzazione	31
Stoccaggio	33
6. Manutenzione	34
7. Assistenza	35
8. Accessori e parti di ricambio W&H	36
9. Dati tecnici	38
10. Smaltimento.....	44
Certificato di garanzia.....	45
Partner di Assistenza Autorizzati W&H.....	46

Simboli

nelle istruzioni di impiego



ATTENZIONE!
(se vi è pericolo di
lesioni alle persone)



ATTENZIONE!
(se vi è pericolo di
danni materiali)



Delucidazioni generali,
senza pericolo
per persone o cose



Non smaltire
con i rifiuti domestici












presenti sul dispositivo medico/sull'imballaggio



Dispositivo medico

Simboli

presenti sul dispositivo medico/sull'imballaggio

	Marchatura CE con numero di riconoscimento dell'organismo notificato		DataMatrix Code per UDI (Unique Device Identification) inclusivo di informazioni sul prodotto		Struttura dati secondo Health Industry Bar Code
	Codice articolo		Termodisinfettabile		Sterilizzabile fino alla temperatura specificata
	Numero di serie		Contrassegno UL di componenti riconosciuti per Canada e Stati Uniti		
	Data di produzione		Attenzione! In base alla legislazione federale degli USA, questo dispositivo medico può essere venduto esclusivamente a dentisti, medici o altri specialisti in campo medico, direttamente o dietro loro disposizione, che siano in possesso di autorizzazione dello stato federale nel quale praticano la loro professione e intendono impiegare tale dispositivo medico o ne prevedono l'impiego.		
	Rotazione destrorsa/sinistrorsa				

1. Introduzione

La soddisfazione del cliente è al primo posto nella politica della qualità di W&H. Il presente dispositivo medico è stato sviluppato, fabbricato e collaudato in conformità alle leggi e alle normative vigenti.

Per la sicurezza Vostra e dei Vostri pazienti

Leggere le istruzioni di impiego prima del primo utilizzo. Queste hanno lo scopo di illustrare l'impiego del dispositivo medico, garantendone un utilizzo ottimale, economico e sicuro.



Attenersi alle avvertenze di sicurezza.

Destinazione d'uso

Il motore ad aria è destinato alle seguenti applicazioni: azionamento di strumenti dentali di trasmissione per restauro e profilassi odontoiatrici. Alimentazione di strumenti dentali di trasmissione con aria di raffreddamento, aria spray, liquido spray e luce.



Un uso diverso dalla destinazione prevista può danneggiare il dispositivo medico e causare rischi e pericoli per il paziente, per l'utilizzatore e terzi.

Qualifica dell'utilizzatore

Lo sviluppo e la realizzazione del dispositivo medico sono stati eseguiti considerando come gruppo di destinazione odontoiatri, igienisti dentali, odontotecnici (profilassi) e assistenti odontoiatrici specializzati.



Produzione conforme alla direttiva UE

Il dispositivo medico è conforme alle disposizioni della direttiva 93/42/CEE.

Responsabilità del produttore

Il produttore si considera responsabile per conseguenze su sicurezza, affidabilità e prestazioni del dispositivo medico, esclusivamente a condizione che siano state osservate le seguenti avvertenze:

- > Il dispositivo medico deve essere utilizzato conformemente alle presenti istruzioni di impiego.
- > La sostituzione è possibile solo con i componenti (O-ring) autorizzati dal produttore.
- > Modifiche o riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da un Partner di Assistenza Autorizzato W&H (v. pag. 46).

Uso specialistico

Il dispositivo medico è destinato esclusivamente all'uso specialistico a seconda della destinazione d'uso, nonché in conformità alle norme di protezione del lavoro e alle disposizioni antinfortunistiche vigenti, nonché all'osservanza di queste istruzioni di impiego.

La manutenzione del dispositivo medico va effettuata solo da persone che sono state istruite nelle misure di autoprevenzione e di protezione dei pazienti nei confronti di infezioni.

L'uso non conforme (ad es. la mancata osservanza delle indicazioni di igiene e manutenzione), l'inosservanza delle nostre istruzioni oppure l'uso di accessori e parti di ricambio non autorizzati da W&H, ci esonera da qualsiasi prestazione di garanzia o altre rivendicazioni.

Il produttore e le autorità competenti devono essere informate in merito a qualunque tipo di inconveniente grave occorso in relazione al dispositivo medico!

2. Avvertenze di sicurezza



- > Prima della prima messa in funzione, conservare il dispositivo medico per 24 ore a temperatura ambiente.
- > Il funzionamento del dispositivo medico è consentito solo con unità di alimentazione conformi alle norme IEC 60601-1 (EN 60601-1) e IEC 60601-1-2 (EN 60601-1-2).
- > Utilizzare esclusivamente cavi di alimentazione conformi a EN ISO 9168.
- > Assicurarsi sempre delle corrette condizioni operative e del perfetto stato del fluido di raffreddamento.
- > Assicurarsi sempre che il fluido di raffreddamento sia pronto e disponibile in quantità sufficiente a garantire un'aspirazione adeguata.
- > In caso di interruzione dell'alimentazione del fluido di raffreddamento spegnere immediatamente il dispositivo medico.
- > Per il raffreddamento usare esclusivamente aria di alimentazione rigenerata filtrata, priva di olio e raffreddata mediante compressori dentali.
- > Sostituire immediatamente gli O-ring difettosi o danneggiati.

Avvertenze di sicurezza



- > Prima di ogni utilizzo controllare che il dispositivo medico non presenti danni o componenti allentati (ad es. O-ring).
- > In presenza di danni, non mettere in funzione il dispositivo medico.
- > Prima di ogni utilizzo eseguire un ciclo di prova.
- > Rispettare assolutamente le concentrazioni e i tempi di azione prescritti dal produttore del sistema di disinfezione dell'acqua di processo nonché l'impiego dello stesso.
- > Osservare le indicazioni del produttore dello strumento di trasmissione e dello strumento rotante.

Igiene e manutenzione prima del primo utilizzo




- > Il dispositivo medico viene fornito in una pellicola PE sigillata e non sterilizzato.
- > La pellicola PE e l'imballaggio non sono sterilizzabili.




- > Pulire, disinfettare e lubrificare il dispositivo medico.
- > Sterilizzare il dispositivo medico.

3. Descrizione del prodotto



AM-25 A BC/RM, AM-25 E BC/RM, AM-25 BC/RM/
RQ, AM-20 E BC/RM, AM-20 BC/RM/RQ, AM-20
SD/ SD RQ, AM-05 SD/ SD RQ, AM-20 MW/ MW RQ,
AM-05 MW/ MW RQ

- 1 Innesto ISO 3964
- 2 Attacco Borden a 2/3 vie
- 3 Attacco standard a 4 vie
- 4 O-ring
- 5 Anello di regolazione della velocità
- 6 Dado di accoppiamento
- 7 Guaina del motore
- 8 Conduzione del fluido di raffreddamento esterna con tappo di chiusura
- 9 Innesto Star Dental
- 10 Innesto Midwest




Regolazione della velocità (eccetto:
AP-20 RM/RQ)

- ① Velocità massima
- ② 50% della velocità massima
- ③ Rotazione destrorsa (F)
- ④ Rotazione sinistrorsa (R)



Alla consegna, il motore ad aria è regolato su "F" (rotazione destrorsa).

4. Messa in funzione



Inserimento/Disinserimento del raccordo Roto Quick



Non inserire o disinserire il dispositivo medico durante il funzionamento!


- 1** Inserire il dispositivo medico sul raccordo Roto Quick.



- 2** Controllare la stabilità.

Oppure

- 3** Tirare indietro la guaina del raccordo Roto Quick.
- 4** Disinserire il motore ad aria mediante trazione assiale.



Non inserire o disinserire il dispositivo medico durante il funzionamento!

- 1 Inserire il motore ad aria con l'innesto BC/RM nelle aperture del cavo di alimentazione
- 2 Avvitare il dado di accoppiamento




Controllare la stabilità.

- 3 Controllare la tenuta del motore ad aria con l'innesto RM (con l'innesto BC non è possibile, perché l'aria di ritorno fuoriesce in corrispondenza della guaina)
- 4 Svitare il dado di accoppiamento 5 e disinserire il motore ad aria del cavo di alimentazione
- 6 Rimuovere il tappo di chiusura dalla condotta del fluido di raffreddamento esterna

Messa in funzione

Inserimento/Disinserimento dell'innesto Midwest®*



Non inserire o disinserire il dispositivo medico durante il funzionamento!

①

Inserire il manipolo sul motore.



Controllare la stabilità.

②

Premere la guaina del motore.

③

Estrarre il manipolo dal motore.

Ciclo di prova





Non tenere il dispositivo medico all'altezza degli occhi!

- > Azionare il dispositivo medico per 5 secondi a vuoto.
- > Ruotare l'anello di regolazione della velocità su "F", rotazione destrorsa, o "R", rotazione sinistrorsa (se presente).
- > Passare dalla velocità minima a quella massima (se presente).



In caso di problemi di funzionamento (ad es. vibrazioni, rumori inconsueti, surriscaldamento, interruzione dell'alimentazione del fluido di raffreddamento o mancanza di tenuta) **arrestare immediatamente il dispositivo medico** e contattare un Partner di Assistenza Autorizzato W&H.

 Attenersi alle leggi, alle direttive, alle norme e alle disposizioni locali e nazionali relative alla pulizia, alla disinfezione e alla sterilizzazione.

 Le indicazioni relative al processo di rigenerazione convalidato rappresentano un tipico esempio di manutenzione del dispositivo medico conforme alla norma ISO 17664.



- > Indossare indumenti, occhiali e maschera di protezione nonché dei guanti.
- > Disinserire lo strumento di trasmissione dal motore ad aria.
- > Spostare l'anello di regolazione della velocità su F o R.
- > Disinserire il motore dal cavo di alimentazione.



- > Per l'asciugatura manuale utilizzare unicamente aria compressa priva di olio, filtrata e con una pressione di esercizio di max 3 bar.

Detergenti e disinfettanti



- > Attenersi alle indicazioni, alle istruzioni e alle avvertenze del produttore di detergenti e/o disinfettanti.
- > Utilizzare solo detergenti previsti per la pulizia e/o la disinfezione di dispositivi medici in metallo e in plastica.
- > Rispettare assolutamente le concentrazioni e i tempi di azione prescritti dal produttore del disinfettante.
- > Utilizzare disinfettanti testati e ritenuti efficaci ad es. dal Verbund für Angewandte Hygiene e.V. (VAH, Associazione per l'igiene applicata), dalla Österreichischen Gesellschaft für Hygiene, Mikrobiologie und Präventivmedizin (ÖGHMP, Società austriaca per Igiene, Microbiologia e Medicina preventiva), dalla Food and Drug Administration (FDA, Agenzia per gli Alimenti e i Medicinali) o dalla U.S. Environmental Protection Agency (EPA, Agenzia per la protezione dell'ambiente).



Qualora i detergenti e i disinfettanti non fossero disponibili, è responsabilità dell'utilizzatore convalidare la propria procedura.



La durata del prodotto e la funzionalità del dispositivo medico sono sostanzialmente determinate dalla sollecitazione meccanica durante l'impiego e da fattori chimici riconducibili alla manutenzione.

- > Spedire il dispositivo medico usurato o danneggiato e/o i dispositivi medici che presentano alterazioni del materiale ad un Partner di Assistenza Autorizzato W&H.

Cicli di manutenzione



- > L'impiego del dispositivo medico è garantito almeno fino a 500 cicli di manutenzione.
- > Qualora non venisse utilizzato un termodisinfettore (RDG), l'impiego del dispositivo medico è garantito almeno fino a 2.500 cicli di manutenzione.



Pulire il dispositivo medico immediatamente dopo ogni trattamento per eliminare eventuali liquidi penetrati (ad es. sangue, saliva ecc.) ed evitare che si depositino nelle parti interne.

- > Azionare il dispositivo medico per almeno 10 secondi a vuoto.
- > Prestare attenzione affinché tutti i fori d'uscita vengano lavati.



- > Pulire completamente il dispositivo medico con disinfettante.
- > Disinserire il motore ad aria dal cavo di alimentazione.




Ricordiamo che i disinfettanti utilizzati per il pre-trattamento sono solo per la protezione personale e non sostituiscono la disinfezione dopo la pulizia.



Non immergere il dispositivo medico in soluzioni disinfettanti o bagno a ultrasuoni!

- > Pulire il dispositivo medico sotto acqua potabile corrente (<35 °C/< 95 °F).
- > Risciacquare e spazzolare tutte le superfici interne ed esterne.
- > Muovere più volte i componenti mobili.
- > Rimuovere i residui di fluido asciugando con aria compressa.



Pulizia del canale del fluido di raffreddamento

Pulire il canale del fluido di raffreddamento con un getto d'aria.



Se non è possibile risolvere il problema, contattare un Partner di Assistenza Autorizzato W&H.



W&H raccomanda di effettuare la disinfezione con un panno.



La documentazione relativa all'idoneità di base del dispositivo medico per una disinfezione manuale efficace è stata fornita da un laboratorio di prova indipendente che prevede l'utilizzo del disinfettante "mikrozyd® AF wipes" (azienda Schülke & Mayr GmbH, Norderstedt).



W&H raccomanda la pulizia e la disinfezione meccaniche con termodisinfettori (RDG).

(Eccetto: AM-20 E BC/RM, AM-20 BC/RM/RQ, AM-20 SD/ SD RQ/ MW/ MW RQ, AM-05 SD/ SD RQ/ MW/ MW RQ, AP-20 RM/RQ)

> Attenersi alle indicazioni, alle istruzioni e alle avvertenze del produttore di termodisinfettori nonché di detersivi e/o disinfettanti



La documentazione relativa all'idoneità di base del dispositivo medico per una disinfezione meccanica efficace è stata fornita da un laboratorio di prova indipendente che prevede l'utilizzo di termodisinfettori "Steelco DS 50" (azienda Steelco) e del detersivo "Dr. Weigert neodisher® MediClean forte" (Dr. Weigert GmbH & Co. KG, Amburgo) in conformità con ISO 15883.

> Pulizia a 60 °C (140 °F): 3 minuti

> Disinfezione a 90 °C (194 °F): 1 minuto




- > Assicurarsi che il dispositivo medico sia perfettamente asciutto all'interno e all'esterno dopo la pulizia e la disinfezione.
- > Rimuovere i residui di fluido asciugando con aria compressa.

Controllo



- > Controllare eventuali danni, contaminazioni residue e variazioni della superficie presenti sul dispositivo medico in seguito alla pulizia e alla disinfezione.
- > Mantenere nuovamente dispositivi medici ancora sporchi.
- > Sterilizzare il dispositivo medico dopo le procedure di pulizia, disinfezione e lubrificazione.



Lubrificazione



- > Lubrificare il dispositivo medico asciutto almeno una volta a settimana o dopo 90 minuti di funzionamento o ad ogni pulizia interna (RDG).
- > Orientare il dispositivo medico verso il basso.

Con W&H Service Oil F1, MD-400

- > Attenersi alle istruzioni sulla bomboletta spray e sull'imballaggio.

Oppure

Con W&H Assistina

- > Attenersi alle istruzioni delle istruzioni di impiego di Assistina.

Controllo dopo la lubrificazione



- > Spostare l'anello di regolazione della velocità su F. o R. (se presenti).
- > Orientare il dispositivo medico verso il basso.
- > Accendere il dispositivo medico, in modo che l'olio in eccesso fuoriesca.



Imballare il dispositivo medico e gli accessori in sacchetti appositi per la sterilizzazione che soddisfino i seguenti requisiti:

- > I sacchetti per la sterilizzazione devono essere conformi alle norme vigenti in merito a qualità e applicazione e adatti al procedimento di sterilizzazione.
- > I sacchetti per la sterilizzazione devono essere sufficientemente grandi da contenere il prodotto da sterilizzare.
- > I sacchetti per la sterilizzazione forniti non devono essere mantenuti in tensione.



W&H raccomanda la sterilizzazione secondo EN 13060, EN 285 oppure ANSI/AAMI ST79.



- > Attenersi alle indicazioni, alle istruzioni e alle avvertenze del produttore di sterilizzatrici a vapore.
- > Il programma selezionato deve essere conforme al dispositivo medico.

Cicli di sterilizzazione consigliati

Dynamic-air-removal cycle (prevacuum/tipo B; Steam-flush pressure-pulse/tipo S)

- > 134 °C (273 °F) per almeno 3 minuti, 132 °C (270 °F) per almeno 4 minuti,
121 °C (250 °F) per almeno 15 minuti

Gravity-displacement cycle (tipo N)

- > 134 °C (273 °F) per almeno 10 minuti, 132 °C (270 °F) per almeno 15 minuti,
121 °C (250 °F) per almeno 30 minuti
- > Temperatura massima di sterilizzazione 135 °C (275 °F)



La documentazione relativa all'idoneità di base del motore del dispositivo medico per una sterilizzazione efficace è stata fornita da un laboratorio di prova indipendente che prevede l'utilizzo della sterilizzatrice a vapore LISA 517 B17L (W&H Sterilization S.r.l., Brusaporto (BG)), della sterilizzatrice a vapore Systec VE-150 (Systec) e della sterilizzatrice a vapore CertoClav MultiControl MC2-S09S273** (CertoClav GmbH, Traun).


“Dynamic-air-removal prevacuum cycle” (tipo B)/“Steam-flush pressure-pulse cycle” (tipo S): temperatura 134 °C (273 °F): 3 minuti*

“Gravity-displacement cycle” (tipo N): temperatura 121 °C (250 °F): 30 minuti**

* EN 13060, EN 285, ISO 17.665/** ANSI/AAMI ST55, ANSI/AAMI ST79



- > Conservare i materiali sterilizzati in un luogo asciutto e privo di polvere.
- > La durata del materiale sterilizzato dipende dalle condizioni di stoccaggio e dal tipo di imballaggio.



- > Sostituzione dell'O-ring
- > Non utilizzare attrezzi appuntiti!

- 1 Premere l'O-ring fra il pollice e l'indice in modo da formare un cappio.
- 2 Estrarre gli O-ring.
- 3 Inserire i nuovi O-ring.

In caso di problemi di funzionamento contattare immediatamente un Partner di Assistenza Autorizzato W&H.
Riparazione e lavori di manutenzione devono essere eseguiti esclusivamente da un Partner di Assistenza Autorizzato W&H.



- > Assicurarsi che il dispositivo medico sia stato sottoposto al processo di manutenzione completo prima di rispedirlo.

8. Accessori e parti di ricambio W&H



Utilizzare solo accessori e ricambi originali W&H oppure autorizzati da W&H.

Fonte: Partner W&H

000301xx	W&H Assistina
30310000	W&H Assistina Twin
10940021	W&H Service Oil F1, MD-400 (6 pz.)
02229200	Testina nebulizzatrice per sistema Roto Quick
02036100	Testina nebulizzatrice con adattatore spray per motori ad aria con innesto fisso
02083500	Adattatore intermedio per AM-25 A BC, AM-25 E BC, AM-25 BC, AM-20 E BC, AM-20 BC
02690400	Adattatore Assistina per sistema Roto Quick
01862300	O-ring (AM-25 A BC/RM, AM 25 E)

Raccordi Roto Quick per motori ad aria senza luce:

RQ-03 Raccordo Roto Quick W&H con innesto fisso Borden a 2 (3) vie, valvola di non ritorno

RQ-04 Raccordo Roto Quick W&H con innesto standard a 4 vie, valvola di non ritorno

RQ-14 Raccordo Roto Quick W&H Roto con innesto standard a 4 vie, spray regolabile, valvola di non ritorno

9. Dati tecnici

	AM-25 RQ	AM-25 RM	AM-25 BC	AM-25 E BC/ RM	AM-25 A BC/ RM
Innesto Lato tubolatura conforme alla norma Collegamento motore/strumento di trasmissione conforme alla norma Diametro dell'attacco della guaina del motore (mm)	W&H RQ ISO 3964 20			ISO 9168 ISO 3964 20	
Intervallo pressione di esercizio (bar/psi)	2,2 – 3,5 bar 32 – 50,8 psi			2,2 – 3,3 bar/32 - 47,9 psi	
Pressione di esercizio consigliata:	3,2 bar 46,4 psi			3,0 bar/43,5 psi	
Velocità (min ⁻¹) con una pressione di esercizio consigliata inferiore a: (con una pressione di ritorno risultante di massimo 0,25 bar/3,6 psi)				25.000** +/-10%	
Regolazione della velocità				sì	
Coppia non superiore a (Ncm)				4**	
Potenza non superiore a (W)				30**	
Consumo d'aria max (l/min) con pressione di esercizio consigliata				< 60	
Quantità acqua spray conforme a ISO 14457 (ml/min)			–		> 50
Pressione dell'acqua (bar)			–		1,5 – 2,5*
Pressione dell'aria del chip (bar)			–		2 – 3*

* Regolare contemporaneamente la pressione dell'aria del chip/la pressione dell'acqua.

La pressione dell'aria del chip deve essere maggiore della pressione dell'acqua.

** Potenza e velocità dipendono dalla qualità del cavo di alimentazione utilizzato e possono differire dal rispettivo valore indicato.

g/min = min⁻¹ (revolution per minute)

Dati tecnici

	AM-20 RQ	AM-20 BC/RM	AM-20 E BC/RM
Innesto Lato tubolatura conforme alla norma Collegamento motore/strumento di trasmissione conforme alla norma Diametro dell'attacco della guaina del motore (mm)	W&H RQ ISO 3964 18	ISO 9168 ISO 3964 18	
Intervallo pressione di esercizio	2,2 – 3,5 bar 32 – 50,8 psi	2,2 – 3,3 bar/32 - 47,9 psi	
Pressione di esercizio consigliata:	3,2 bar/46,4 psi	3,0 bar/43,5 psi	
Velocità (min ⁻¹) con una pressione di esercizio consigliata inferiore a: (con una pressione di ritorno risultante di massimo 0,25 bar/3,6 psi)	25.000** +/-10%		
Regolazione della velocità	sì		
Coppia non superiore a (Ncm)	4**		
Potenza non superiore a (W)	30**		
Consumo d'aria max (NI/min) con pressione di esercizio consigliata	< 60		
Quantità acqua spray conforme a ISO 14457 (ml/min)	–		> 50
Pressione dell'acqua (bar)	–		1,5 – 2,5*
Pressione dell'aria del chip (bar)	–		2 – 3*

* Regolare contemporaneamente la pressione dell'aria del chip/la pressione dell'acqua.
La pressione dell'aria del chip deve essere maggiore della pressione dell'acqua.

** Potenza e velocità dipendono dalla qualità del cavo di alimentazione utilizzato e possono differire dal rispettivo valore indicato.
g/min = min-1 (revolution per minute)

Dati tecnici

	AM-20 MW	AM-20 SD	AP-20 RM	AP-20 RQ
Innesto Lato tubolatura conforme alla norma Collegamento motore/strumento di trasmissione conforme alla norma Diametro dell'attacco della guaina del motore (mm)	ISO 9168 Midwest 16,9	ISO 9168 Star Dental 16,5	ISO 9168 ISO 3964 18	W&H RQ ISO 3964 18
Intervallo pressione di esercizio	2,2 – 3,3 bar/32 - 47,9 psi		2,2 – 3 bar 32 – 43,5 psi	2,2 – 3,5 bar 32 – 50,8 psi
Pressione di esercizio consigliata:	3 bar/43,5 psi		2,5 bar 36,3 psi	3,2 bar 46,6 psi
Velocità (min ⁻¹) con una pressione di esercizio consigliata inferiore a: (con una pressione di ritorno risultante di massimo 0,25 bar/3,6 psi)	25.000** +/-10%			
Regolazione della velocità	sì		no	
Coppia non superiore a (Ncm)	4**			
Potenza non superiore a (W)	30**			
Consumo d'aria max (NI/min) con pressione di esercizio consigliata	< 60			

** Potenza e velocità dipendono dalla qualità del cavo di alimentazione utilizzato e possono differire dal rispettivo valore indicato.

g/min = min-1 (revolution per minute)

Dati tecnici

	AM-20 MW RQ	AM-20 SD RQ
Innesto Lato tubolatura conforme alla norma Collegamento motore/strumento di trasmissione conforme alla norma Diametro dell'attacco della guaina del motore (mm)	W&H RQ Midwest 16,9	W&H RQ Star Dental 16,5
Intervallo pressione di esercizio	2,2 – 3,5 bar/32 – 50,8 psi	
Pressione di esercizio consigliata:	3,2 bar/46,4 psi	
Velocità (min ⁻¹) con una pressione di esercizio consigliata inferiore a: (con una pressione di ritorno risultante di massimo 0,25 bar/3,6 psi)	25.000** +/-10%	
Regolazione della velocità	sì	
Coppia non superiore a (Ncm)	4**	
Potenza non superiore a (W)	30**	
Consumo d'aria max (l/min) con pressione di esercizio consigliata	< 60	

** Potenza e velocità dipendono dalla qualità del cavo di alimentazione utilizzato e possono differire dal rispettivo valore indicato.

g/min = min-1 (revolution per minute)

Dati tecnici

	AM-05 MW	AM-05 SD	AM-05 MW RQ	AM-05 SD RQ
Innesto Lato tubolatura conforme alla norma Collegamento motore/strumento di trasmissione conforme alla norma Diámetro dell'attacco della guaina del motore (mm)	ISO 9168 Midwest 16,9	ISO 9168 Star Dental 16,5	W&H RQ Midwest 16,9	W&H RQ Star Dental 16,5
Intervallo pressione di esercizio	2,2 – 3,3 bar/32 - 47,9 psi		2,2 – 3,5 bar/32 - 50,8 psi	
Pressione di esercizio consigliata:	3 bar/43,5 psi		3,2 bar/46,4 psi	
Velocità (min ⁻¹) con una pressione di esercizio consigliata inferiore a: (con una pressione di ritorno risultante di massimo 0,25 bar/3,6 psi)	5.600** +/-10%			
Regolazione della velocità	sì			
Coppia non superiore a (Ncm)	14,6**			
Potenza non superiore a (W)	25**			
Consumo d'aria max (NI/min) con pressione di esercizio consigliata	< 60			

** Potenza e velocità dipendono dalla qualità del cavo di alimentazione utilizzato e possono differire dal rispettivo valore indicato.

g/min = min-1 (revolution per minute)



Indicazione della temperatura

Temperatura del dispositivo medico sul lato dell'utilizzatore:

massimo 55 °C (131 °F)

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio e trasporto:

da -40 °C a +70 °C (da -40 °F a +158 °F)

Umidità di stoccaggio e trasporto:

da 8% a 80% (relativa), senza condensa

Temperatura di esercizio:

da +10 °C a +35 °C (da +50 °F a +95 °F)

Umidità di esercizio:

da 15% a 80% (relativa), senza condensa

10. Smaltimento



Assicurarsi che le parti non siano contaminate quando vengono smaltite.



Attenersi alle leggi, alle direttive, alle norme e alle disposizioni locali e nazionali relative allo smaltimento.

- > Dispositivi medici
- > Apparecchiature elettriche usate
- > Imballaggio

Certificato di garanzia

Questo dispositivo medico W&H è stato realizzato da personale qualificato con la massima cura. Controlli e collaudi garantiscono una funzione ineccepibile. La garanzia prende effetto solo a condizione che vengano rispettate tutte le istruzioni delle alleghe istruzioni di impiego.

Quale produttore, W&H presta garanzia di 24 mesi a partire dalla data di acquisto per difetti dei materiali o di fabbricazione.

Non assumiamo responsabilità per danni dovuti ad uso non conforme o riparazioni eseguite da terzi non autorizzati da W&H.

Le prestazioni in garanzia vanno richieste al venditore o a un Partner di Assistenza Autorizzato W&H, allegando una copia del documento di acquisto. L'esecuzione di una prestazione in garanzia non allunga il periodo di garanzia né dà luogo ad una nuova garanzia.

24 mesi di garanzia

Partner di Assistenza Autorizzati W&H

Visitate il sito W&H all'indirizzo <http://wh.com>

Nel menu "Riparazioni" è possibile trovare il Partner di Assistenza Autorizzato W&H più vicino.

Oppure eseguite la scansione del codice QR.



Produttore

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH

Ignaz-Glaser-Straße 53, 5111 Bürmoos, Austria

**t + 43 6274 6236-0,
office@wh.com**

**f + 43 6274 6236-55
wh.com**

**Form-Nr. 50811 AIT
Rev. 003 / 02.06.2020
Con riserva di modifiche**