

Plastodur

Ámbito de aplicación:

Aumenta la eficacia de agentes aislantes y evita abrasión (por ejemplo contacto de los antagonistas al mover el articulador).

Modalidad de aplicación

- Aplicar en estado no diluido con pincel 1-2 veces según sea necesario.
- Resistente a arañazos después de 15 minutos.
- Altamente resistente después de 30 minutos.

Medidas de protección:

Asegure suficiente suministro de aire.

Propiedades:

Fraguado rápido, resistente al rayado, hidrófugo.

Durabilidad:

2 años

Almacenaje:

- A temperatura constante no encima de 35°C.
- No exponga a radiación directa del sol.
- Proteger contra congelación.

Atención:

No dejar que el material derramado llegue al alcantarillado!

Fabricante:

DFS-DIAMON GmbH * Ländenstraße 1 * D-93339 Riedenburg * +49 9442 91890

Rev. 11/14