

GC Tooth Mousse

TOPICAL CREME WITH BIO-AVAILABLE CALCIUM AND PHOSPHATE

For use by and under the supervision of a dental professional in the recommended indications.

Description
GC Tooth Mousse is a water based creme containing RECALDENT™ (CPP-ACP; Casein Phosphopeptide – Amorphous Calcium Phosphate). When applied to the oral environment, it will bind to biofilms, plaque, bacteria, hydroxyapatite and soft tissue localising bio-available calcium and phosphate.

Important:
Saliva will enhance the effectiveness of CPP-ACP and the flavour will help stimulate saliva flow. The longer CPP-ACP and saliva are maintained in the mouth, the more effective the result.

A topical paste containing bio-available calcium and phosphate
1. Provides extra protection for teeth.
2. Helps neutralize bacteria from acidogenic bacteria in plaque.
3. Helps neutralize acid challenges from other internal and external acid sources.

CONTRAINDICATIONS
CPP-ACP (CPP-ACP) is derived from milk casein. Do not use the product on patients with a proven or suspected milk protein allergy and/or with a sensitivity or allergy to benzoate preservatives.

DIRECTIONS FOR USE

1. Apply the following in order of bleaching
a. After ultrasonic, hand scaling or root planing
c. Following professional tooth cleaning (P.T.C.).
2. Heals neutralizes bacteria from acidogenic bacteria in plaque.
3. Helps neutralize acid challenges from other internal and external acid sources.
e. To provide a topical coating for patients suffering from erosion, xerostomia or Sjögrens syndrome.
f. During orthodontic treatment.
g. For high risk patients with gingivitis or periodontitis.
h. For special needs patients.

In-office application:

1. Custom tray application
1. Before use, the custom tray thoroughly under running water.
2. Extrude a generous layer of GC Tooth Mousse into the tray and apply to the upper and / or lower teeth.
3. Leave the tray undisturbed in the mouth for a minimum of 3 minutes.
4. Remove the tray.
5. Instruct the patient to use the tongue to spread the remaining GC Tooth Mousse throughout the mouth. Instruct the patient to use their tongue for as long as avoiding expectorator and delaying swallowing. The longer GC Tooth Mousse and saliva are maintained in the mouth, the more effective the result.
6. Ask the patient to expectorate and if possible avoid rinsing. Any GC Tooth Mousse remaining on the surface can be left to gradually dissipate. Advise the patient not to eat or drink for 30 minutes following application.
7. Any residual GC Tooth Mousse in the tray should be rinsed or brushed off under running water immediately after use.

II. Non tray application:

1. If necessary, remove any excess saliva on the tooth surface with a clean damp cloth. However, it is NOT necessary to dry the teeth with compressed air.
2. Apply a sufficient amount of GC Tooth Mousse to the tooth surface using an application brush. Avoid spreading the mousse on interdental areas using an Interproximal Tooth Cleaning Brush.
3. Leave GC Tooth Mousse undisturbed for a minimum of 3 minutes.
4. Then instruct the patient to use the tongue to spread the remaining GC Tooth Mousse throughout the mouth. Request the patient to hold in the mouth for as long as possible (an additional 1 – 2 minutes) avoiding expectoration and delaying swallowing. The longer GC Tooth Mousse and saliva are maintained in the mouth, the more effective the result.
5. Ask the patient to expectorate and if possible avoid rinsing. Any GC Tooth Mousse remaining on the surface can be left to gradually dissipate. Advise the patient not to eat or drink for 30 minutes following application.

At home application:
III. Day time application after tooth brushing as recommended by a dental professional

1. Apply a sufficient amount of GC Tooth Mousse to upper and lower teeth. A pea size amount for each arch is the minimum required. The material should be applied to the tooth surface using a clean dry finger or cotton tip. For difficult areas (between the teeth) use an Interproximal Tooth Cleaning Brush or dental floss coated with GC Tooth Mousse.
2. Leave GC Tooth Mousse on the teeth undisturbed for a minimum of 3 minutes.
3. Then use your tongue to spread the remaining GC Tooth Mousse throughout the mouth. Hold in the mouth for as long as possible (a further 1 – 2 minutes) avoiding expectoration (spitting out) and delaying swallowing. The longer GC Tooth Mousse and saliva are maintained in the mouth, the more effective the result.
4. Expectorate thoroughly and if possible avoid rinsing. Any GC Tooth Mousse remaining on the surface can be left to gradually dissipate. Do not eat or drink for 30 minutes following application.

IV. Night time application after tooth brushing as recommended by a dental professional

1. Apply a sufficient amount of GC Tooth Mousse to the upper and lower teeth. A pea size amount for each arch is the minimum required. The material should be applied to the tooth surface using a clean dry finger or cotton tip. For difficult areas (between the teeth) use an Interproximal Tooth Cleaning Brush or dental floss coated with GC Tooth Mousse.
2. Leave GC Tooth Mousse on the teeth undisturbed for a minimum of 3 minutes.
3. Then use your tongue to spread the remaining GC Tooth Mousse throughout the mouth. Hold in the mouth for as long as possible (a further 1 – 2 minutes) avoiding expectoration (spitting out) and delaying swallowing. The longer GC Tooth Mousse and saliva are maintained in the mouth, the more effective the result.
4. Expectorate thoroughly and if possible avoid rinsing. Any GC Tooth Mousse remaining on the surface can be left to gradually dissipate overnight. Do not eat or drink for 30 minutes following application.

FLAVOURS
Strawbery (S), Melon (M), Vanilia (V), Mint (I), Tutti-Fruiti (T)

Note:
S, M, V, I and T in parentheses are abbreviations for each flavour. These abbreviations are marked on the tubes after lot numbers to show the flavour of the contents.
For example, 021003S.....Strawbery

STORAGE
Store in a cool dry low humidity area away from direct sunlight (8-25°C /46.4-77.0°F).
(Shelf life: 2 years from date of manufacture.)

PACKAGES
Tubs containing 40g (35mL)
1. Assorted Pack
10 x 40g (2 each of Strawberry, Melon, Vanilia, Mint, Tutti-Fruiti)
2. Single Flavour Package
Each Flavour
Vanilia, Strawberry, Melon, Tutti-Fruiti, Mint
3. Refill Package
1 x 40g tube in each flavour

NOTES
GC Tooth Mousse with its unique CPP-ACP formulation was developed at The School of Dental Science, The University of Melbourne Victoria Australia. RECALDENT is a trademark used under license. CPP-ACP technology has related patents or patents pending in Australia, NZ, Europe, Canada, and USA.

CAUTION
1. Always replace cap after use and remove any residual paste or mousse around the tube neck inside the cap.
2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.

3. In case of spillage on clothes, wash off with water.
4. If any angioedema symptoms are experienced, this may indicate sensitivity or allergy to the benzoate preservatives, or to some other component of the product and the preservatives. In this event, discontinue the use of the product and refer to a physician

Last revised : 02/2011

GC Tooth Mousse

ЛОКАЛЕН КРЕМ С БИО-НАЛИЧНИ КАЛЦИЙ И ФОСФАТИ ФОСФАТЕ

За употреба само от стоматолози за препоръчаните индикации.

Описание
GC Tooth Mousse е крем на водна основа, съдържащ RECALDENT™ (CPP-ACP; Казеин фосфопротеин - Аморфен Калциев Фосфат). Когато CPP-ACP се прилага в устата, ще се свърже към биофилма, плаката, бактериите, хидроксиапатита и мекия тъкан, като осигурява био-достъпни калций и фосфат.

Важно:
Слюнката повишава ефективността на CPP-ACP и ароматът ще стимулира слюноотделянето. Колкото по-дълго останат CPP-ACP и слюнката в устата, толкова по-ефективен е резултатът.

Локална паста, съдържаща био-достъпни калций и фосфат
1. Осигурява допълнителна защита за зъбите.
2. Помощва неутрализиране на киселинната атака от acidogenice бактерии в плаката.
3. Помощва неутрализиране на киселинната атака от други вътрешни и външни киселинни източници.

КОНТРАИДИКАЦИИ
RECALDENT™ (CPP-ACP) се добива от млечния казеин. Не използвайте този материал при пациенти с доказана или подозирана алергия на млечни протеини или/и с чувствителност или алергия към бенозоатни консерванти.

НАСЪКИ ЗА УПОТРЕБА ИНДИКАЦИИ
a. Период след забелване в кабинета.
b. По-остатъчни острижи в устата.
c. След ултразвуково или ръчно почистване на зъбиен камък и коректаж на коронката на повърхност.
d. След планиране или рино почистване (P.T.C.).
e. След ултразвуково или ръчно почистване на зъбиен камък и коректаж на коронката на повърхност.
f. След клинична орална хижина (K.O.X).
g. След локална изолация на зъби.
д. За да за осигурите локално покритие при пациенти страдащи от ерозия, xerostomia или синдром на Sjögren.
e. По време на ортодонтно лечение.
ж. При пациенти с висок риск от кариес.
з. При пациенти със специални нужди.

Клинично приложение:
I. Приложение с индивидуална лъжичка

1. Преди употреба, обильно изплакнете индивидуалната лъжичка под течаща вода.
2. Изисквайте достатъчно количество GC Tooth Mousse в лъжичката и поставете върху горните и / или долните зъби.
3. Върхът на лъжичката в устата за минимум 3 минути.
4. Отстранете лъжичката.
5. Инструктирайте пациента да изплатва езика си, за да разнесе останалият GC Tooth Mousse в устата. Инструктирайте пациента да изплатва езика си в устата, за да разнесе останалият GC Tooth Mousse в устата, като избягва изплюване и се въздържа от преглътане. Колкото по-дълго се задържа GC Tooth Mousse и слюнката в устата, толкова по-ефективен е резултатът.
6. Помогнете пациента да изплюе и, ако е възможно, да се въздържа от остатъци GC Tooth Mousse и слюнка в устата.
7. Остащите от GC Tooth Mousse в индивидуална лъжичка трябва да се изплакнат или изчистат под течаща вода веднага след употреба.

II. Приложение без индивидуална лъжичка:

1. Ако е необходимо, отстранете излишната слюнка от зъбната повърхност с влажна кърпа.
2. NE Е необходимо, да подсушавате зъбите с въздушна струя.
3. Нанесете достатъчно количество от GC Tooth Mousse върху зъбите по-дълго време (1-2 минути), като избягва изплюване и в трудните апроксимални области – чрез четки за почистване на интердентална повърхността.
3. Оставете GC Tooth Mousse необозначаван в устата за минимум 3 минути.

4. След това накарайте пациента да изплатва езика си, за да разнесе останалият GC Tooth Mousse из цялата уст. Инструктирайте пациента да изплатва езика си в устата, за да разнесе останалият GC Tooth Mousse в устата, като избягва изплюване и се въздържа от преглътане. Колкото по-дълго се задържа GC Tooth Mousse и слюнката в устата, толкова по-ефективен е резултатът.
5. Накарайте пациента да изплюе останалият на повърхността GC Tooth Mousse. Ако има остатъци от GC Tooth Mousse, може да се остави постепенно да се разнесе. Посъветвайте пациента да не иде или пије 30 минути след приложението.

At home application:
III. Day time application after tooth brushing as recommended by a dental professional

1. Apply a sufficient amount of GC Tooth Mousse to upper and lower teeth. A pea size amount for each arch is the minimum required. The material should be applied to the tooth surface using a clean dry finger or cotton tip. For difficult areas (between the teeth) use an Interproximal Tooth Cleaning Brush or dental floss coated with GC Tooth Mousse.
2. Leave GC Tooth Mousse on the teeth undisturbed for a minimum of 3 minutes.
3. Then use your tongue to spread the remaining GC Tooth Mousse throughout the mouth. Hold in the mouth for as long as possible (a further 1 – 2 minutes) avoiding expectoration (spitting out) and delaying swallowing. The longer GC Tooth Mousse and saliva are maintained in the mouth, the more effective the result.
4. Expectorate thoroughly and if possible avoid rinsing. Any GC Tooth Mousse remaining on the surface can be left to gradually dissipate. Do not eat or drink for 30 minutes following application.

IV. Night time application after tooth brushing as recommended by a dental professional

1. Apply a sufficient amount of GC Tooth Mousse to the upper and lower teeth. A pea size amount for each arch is the minimum required. The material should be applied to the tooth surface using a clean dry finger or cotton tip. For difficult areas (between the teeth) use an Interproximal Tooth Cleaning Brush or dental floss coated with GC Tooth Mousse.
2. Leave GC Tooth Mousse on the teeth undisturbed for a minimum of 3 minutes.
3. Then use your tongue to spread the remaining GC Tooth Mousse throughout the mouth. Hold in the mouth for as long as possible (a further 1 – 2 minutes) avoiding expectoration (spitting out) and delaying swallowing. The longer GC Tooth Mousse and saliva are maintained in the mouth, the more effective the result.
4. Expectorate thoroughly and if possible avoid rinsing. Any GC Tooth Mousse remaining on the surface can be left to gradually dissipate overnight. Do not eat or drink for 30 minutes following application.

FLAVOURS
Strawbery (S), Melon (M), Vanilia (V), Mint (I), Tutti-Fruiti (T)

Note:
S, M, V, I and T in parentheses are abbreviations for each flavour. These abbreviations are marked on the tubes after lot numbers to show the flavour of the contents.
For example, 021003S.....Strawbery

STORAGE
Store in a cool dry low humidity area away from direct sunlight (8-25°C /46.4-77.0°F).
(Shelf life: 2 years from date of manufacture.)

PACKAGES
Tubs containing 40g (35mL)
1. Assorted Pack
10 x 40g (2 each of Strawberry, Melon, Vanilia, Mint, Tutti-Fruiti)
2. Single Flavour Package
Each Flavour
Vanilia, Strawberry, Melon, Tutti-Fruiti, Mint
3. Refill Package
1 x 40g tube in each flavour

NOTES
GC Tooth Mousse with its unique CPP-ACP formulation was developed at The School of Dental Science, The University of Melbourne Victoria Australia. RECALDENT is a trademark used under license. CPP-ACP technology has related patents or patents pending in Australia, NZ, Europe, Canada, and USA.

CAUTION
1. Always replace cap after use and remove any residual paste or mousse around the tube neck inside the cap.
2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.

3. In case of spillage on clothes, wash off with water.
4. If any angioedema symptoms are experienced, this may indicate sensitivity or allergy to the benzoate preservatives, or to some other component of the product and the preservatives. In this event, discontinue the use of the product and refer to a physician

GC Tooth Mousse

БИОАКТИВНИ ДЕНТАЛНИ КРЕМ С ВОЛНЕ ДОСТУПНИМ ВАПНИКЕМ А ФОСФАТЕМ

K pouziti pouze ve stomatologické praxi v doporučených indikacích.

Popis
GC Tooth Mousse je dentální krém na bázi vody, obsahuje RECALDENT™ (CPP-ACP; kasein fosfopeptid - amorfní kalcium fosfát). Při přiměnění CPP-ACP kasein fosfopeptid - amorfní kalcium fosfát. Při aplikaci do dutiny ústní CPP-ACP se váže na vešle za biofilmové, plak, bakterie, hydroksiapatit i měkké tkáně a odtápná biofilmy kalcij a fosfat.

Důležité:
Slina zvyšuje účinnost CPP-ACP a aroma pomáhá stimulovat produkci sliny. Čím déle zadržíte CPP-ACP a slinu v ústech, tím efektivnější je výsledek působení.

Bioktivní krém obsahující volně dostupný vápnick a fosfat
1. Poskytuje extra ochranu za zbyte.
2. Pomáhá neutralizovat kyseliny acidogenních bakterií obsažených v plaku.
3. Pomáhá neutralizovat kyseliny z dalších vnitřních a vnějších zdrojů.

KONTRAINDIKACE
RECALDENT™ (CPP-ACP) je získán z mléčného kaseinu. Nel vyhodit pro pacienty, kteří mají alergii na mléčné proteiny anebo jsou ovčiji či mají alergii na benzotátové přípravky.

Bioktivní krém obsahující volně dostupný vápnick a fosfat
1. Poskytuje extra ochranu za zbyte.
2. Pomáhá neutralizovat kyseliny acidogenních bakterií obsažených v plaku.
3. Pomáhá neutralizovat kyseliny z dalších vnitřních a vnějších zdrojů.

UPUTE ZA UPORABU
INDIKACIJE

a. Prije i nakon postupaka bijeljenja u ordinaciji.
b. Nakon ultrazvučnog ili ručnog čišćenja zubi ili poliranja površine korijena.
c. Nakon profesionalnog bijeljenja zuba.
d. Nakon primjene fluora.
e. Za površinsku zaštitu kod pacijenata koji boluju od erozije, kserostomije ili Sjögren sindroma.
f. Tijekom ortodontskog liječenja.
g. Za pacijente s visokim rizikom karijesa.
h. Za pacijente sa specijalnim potrebama.

Primjena u ordinaciji:

I. Aplikace za pouziti nosiće
1. Prije pouzivanja nosiće, pažljivo oprati pod tekućom vodom.
2. Isključiti debeli sloj GC Tooth Mousse i slinu i nanijeti na gornje ili donje zube.
3. Zbog ostaviti stajati u ustima minimalno 3 minute.
4. Ostaviti stajati da jezikom raspojedli preostalu pastu GC Tooth Mousse u ustima. Zahtijevati ga da je zadržati u ustima što je duže moguće (daljniji 1-2 minute) bez da je ispljukne ili proguta.
5. Što se duže GC Tooth Mousse i slina zadržati u ustima, to je učinkovitiji rezultat.
6. Tražimo ispljunuti nakon što je zadržati u ustima što je duže moguće (daljnji 1-2 minute) bez da je ispljuke ili proguta.
7. Sve što se duže GC Tooth Mousse i slina zadržati u ustima, to je učinkovitiji rezultat.
8. Zadržati ispljunuti po mogućnosti izbjeg ispiranje.
9. Nakon ispiranja očistiti nosiće.
10. Ispoliti nosiće pod tekućom vodom.
11. Ostaviti stajati da jezikom raspojedli preostalu pastu GC Tooth Mousse u ustima. Zahtijevati ga da je zadržati u ustima što je duže moguće (daljnji 1-2 minute) bez da je ispljuke ili proguta.
12. Što se duže GC Tooth Mousse i slina zadržati u ustima, to je učinkovitiji rezultat.
13. Tražimo ispljunuti nakon što je zadržati u ustima što je duže moguće (daljnji 1-2 minute) bez da je ispljuke ili proguta.
14. Sve što se duže GC Tooth Mousse i slina zadržati u ustima, to je učinkovitiji rezultat.

II. Aplikace bez nosiće:
1. Pokud je to nutné, odstráňte přebytek sliny na zubech houčkovkou nebo bavlněným tamponem. Není třeba sušit zubní luk.
2. Aplikujte dostatečnou vrstvu GC Tooth Mousse na povrch zubů aplikápním tamponem, prstem v rukavici nebo v oblasti přístupné oblasti použijte interproximální štětce.
3. Ponechte GC Tooth Mousse v ústech po dobu minimálně 3 minut.
4. Ostaňte si v ústech, čím déle zadržíte GC Tooth Mousse a slinu v ústech, tím je výsledek efektivnější.
5. Namáčte si zbytky krmu GC Tooth Mousse a vyplivte je, jakmile to budete moci.
6. Když je máte v ústech, čím déle zadržíte GC Tooth Mousse a slinu v ústech, tím je výsledek efektivnější.

Do domácí aplikace:
III. Denní aplikace po čištění zubů, jak je doporučena specialisty
1. Aplikujte dostatečnou vrstvu GC Tooth Mousse na dolní a horní zub. Potřebná je minimální množství vešné zrna graška za sváki zubní luk. Materiál je možné nanijeti na zubne površine čistím suchim prstem ili komádčím vatou. Za toka postupka zubního (zmenu zub) korigisti interdentální zubní štětku ili zubní konic premarazí pastom GC Tooth Mousse.
2. Zbavit se slin.
3. Zbavit se slin.
4. Zbavit se slin.
5. Zbavit se slin.
6. Zbavit se slin.
7. Zbavit se slin.
8. Zbavit se slin.
9. Zbavit se slin.
10. Zbavit se slin.
11. Zbavit se slin.
12. Zbavit se slin.
13. Zbavit se slin.
14. Zbavit se slin.
15. Zbavit se slin.
16. Zbavit se slin.
17. Zbavit se slin.
18. Zbavit se slin.
19. Zbavit se slin.
20. Zbavit se slin.
21. Zbavit se slin.
22. Zbavit se slin.
23. Zbavit se slin.
24. Zbavit se slin.
25. Zbavit se slin.
26. Zbavit se slin.
27. Zbavit se slin.
28. Zbavit se slin.
29. Zbavit se slin.
30. Zbavit se slin.
31. Zbavit se slin.
32. Zbavit se slin.
33. Zbavit se slin.
34. Zbavit se slin.
35. Zbavit se slin.
36. Zbavit se slin.
37. Zbavit se slin.
38. Zbavit se slin.
39. Zbavit se slin.
40. Zbavit se slin.
41. Zbavit se slin.
42. Zbavit se slin.
43. Zbavit se slin.
44. Zbavit se slin.
45. Zbavit se slin.
46. Zbavit se slin.
47. Zbavit se slin.
48. Zbavit se slin.
49. Zbavit se slin.
50. Zbavit se slin.
51. Zbavit se slin.
52. Zbavit se slin.
53. Zbavit se slin.
54. Zbavit se slin.
55. Zbavit se slin.
56. Zbavit se slin.
57. Zbavit se slin.
58. Zbavit se slin.
59. Zbavit se slin.
60. Zbavit se slin.
61. Zbavit se slin.
62. Zbavit se slin.
63. Zbavit se slin.
64. Zbavit se slin.
65. Zbavit se slin.
66. Zbavit se slin.
67. Zbavit se slin.
68. Zbavit se slin.
69. Zbavit se slin.
70. Zbavit se slin.
71. Zbavit se slin.
72. Zbavit se slin.
73. Zbavit se slin.
74. Zbavit se slin.
75. Zbavit se slin.
76. Zbavit se slin.
77. Zbavit se slin.
78. Zbavit se slin.
79. Zbavit se slin.
80. Zbavit se slin.
81. Zbavit se slin.
82. Zbavit se slin.
83. Zbavit se slin.
84. Zbavit se slin.
85. Zbavit se slin.
86. Zbavit se slin.
87. Zbavit se slin.
88. Zbavit se slin.
89. Zbavit se slin.
90. Zbavit se slin.
91. Zbavit se slin.
92. Zbavit se slin.
93. Zbavit se slin.
94. Zbavit se slin.
95. Zbavit se slin.
96. Zbavit se slin.
97. Zbavit se slin.
98. Zbavit se slin.
99. Zbavit se slin.
100. Zbavit se slin.
101. Zbavit se slin.
102. Zbavit se slin.
103. Zbavit se slin.
104. Zbavit se slin.
105. Zbavit se slin.
106. Zbavit se slin.
107. Zbavit se slin.
108. Zbavit se slin.
109. Zbavit se slin.
110. Zbavit se slin.
111. Zbavit se slin.
112. Zbavit se slin.
113. Zbavit se slin.
114. Zbavit se slin.
115. Zbavit se slin.
116. Zbavit se slin.
117. Zbavit se slin.
118. Zbavit se slin.
119. Zbavit se slin.
120. Zbavit se slin.
121. Zbavit se slin.
122. Zbavit se slin.
123. Zbavit se slin.
124. Zbavit se slin.
125. Zbavit se slin.
126. Zbavit se slin.
127. Zbavit se slin.
128. Zbavit se slin.
129. Zbavit se slin.
130. Zbavit se slin.
131. Zbavit se slin.
132. Zbavit se slin.
133. Zbavit se slin.
134. Zbavit se slin.
135. Zbavit se slin.
136. Zbavit se slin.
137. Zbavit se slin.
138. Zbavit se slin.
139. Zbavit se slin.
140. Zbavit se slin.
141. Zbavit se slin.
142. Zbavit se slin.
143. Zbavit se slin.
144. Zbavit se slin.
145. Zbavit se slin.
146. Zbavit se slin.
147. Zbavit se slin.
148. Zbavit se slin.
149. Zbavit se slin.
150. Zbavit se slin.
151. Zbavit se slin.
152. Zbavit se slin.
153. Zbavit se slin.
154. Zbavit se slin.
155. Zbavit se slin.
156. Zbavit se slin.
157. Zbavit se slin.
158. Zbavit se slin.
159. Zbavit se slin.
160. Zbavit se slin.
161. Zbavit se slin.
162. Zbavit se slin.
163. Zbavit se slin.
164. Zbavit se slin.
165. Zbavit se slin.
166. Zbavit se slin.
167. Zbavit se slin.
168. Zbavit se slin.
169. Zbavit se slin.
170. Zbavit se slin.
171. Zbavit se slin.
172. Zbavit se slin.
173. Zbavit se slin.
174. Zbavit se slin.
175. Zbavit se slin.
176. Zbavit se slin.
177. Zbavit se slin.
178. Zbavit se slin.
179. Zbavit se slin.
180. Zbavit se slin.
181. Zbavit se slin.
182. Zbavit se slin.
183. Zbavit se slin.
184. Zbavit se slin.
185. Zbavit se slin.
186. Zbavit se slin.
187. Zbavit se slin.
188. Zbavit se slin.
189. Zbavit se slin.
190. Zbavit se slin.
191. Zbavit se slin.
192. Zbavit se slin.
193. Zbavit se slin.
194. Zbavit se slin.
195. Zbavit se slin.
196. Zbavit se slin.
197. Zbavit se slin.
198. Zbavit se slin.
199. Zbavit se slin.
200. Zbavit se slin.
201. Zbavit se slin.
202. Zbavit se slin.
203. Zbavit se slin.
204. Zbavit se slin.
205. Zbavit se slin.
206. Zbavit se slin.
207. Zbavit se slin.
208. Zbavit se slin.
209. Zbavit se slin.
210. Zbavit se slin.
211. Zbavit se slin.
212. Zbavit se slin.
213. Zbavit se slin.
214. Zbavit se slin.
215. Zbavit se slin.
216. Zbavit se slin.
217. Zbavit se slin.
218. Zbavit se slin.
219. Zbavit se slin.
220. Zbavit se slin.
221. Zbavit se slin.
222. Zbavit se slin.
223. Zbavit se slin.
224. Zbavit se slin.
225. Zbavit se slin.
226. Zbavit se slin.
227. Zbavit se slin.
228. Zbavit se slin.
229. Zbavit se slin.
230. Zbavit se slin.
231. Zbavit se slin.
232. Zbavit se slin.
233. Zbavit se slin.
234. Zbavit se slin.
235. Zbavit se slin.
236. Zbavit se slin.
237. Zbavit se slin.
238. Zbavit se slin.
239. Zbavit se slin.
240. Zbavit se slin.
241. Zbavit se slin.
242. Zbavit se slin.
243. Zbavit se slin.
244. Zbavit se slin.
245. Zbavit se slin.
246. Zbavit se slin.
247. Zbavit se slin.
248. Zbavit se slin.
249. Zbavit se slin.
250. Zbavit se slin.
251. Zbavit se slin.
252. Zbavit se slin.
253. Zbavit se slin.
254. Zbavit se slin.
255. Zbavit se slin.
256. Zbavit se slin.
257. Zbavit se slin.
258. Zbavit se slin.
259. Zbavit se slin.
260. Zbavit se slin.
261. Zbavit se slin.
262. Zbavit se slin.
263. Zbavit se slin.
264. Zbavit se slin.
265. Zbavit se slin.
266. Zbavit se slin.
267. Zbavit se slin.
268. Zbavit se slin.
269. Zbavit se slin.
270. Zbavit se slin.
271. Zbavit se slin.
272. Zbavit se slin.
273. Zbavit se slin.
274. Zbavit se slin.
275. Zbavit se slin.
276. Zbavit se slin.
277. Zbavit se slin.
278. Zbavit se slin.
279. Zbavit se slin.
280. Zbavit se slin.
281. Zbavit se slin.
282. Zbavit se slin.
283. Zbavit se slin.
284. Zbavit se slin.
285. Zbavit se slin.
286. Zbavit se slin.
287. Zbavit se slin.
288. Zbavit se slin.
289. Zbavit se slin.
290. Zbavit se slin.
291. Zbavit se slin.
292. Zbavit se slin.
293. Zbavit se slin.
294. Zbavit se slin.
295. Zbavit se slin.
296. Zbavit se slin.
297. Zbavit se slin.
298. Zbavit se slin.
299. Zbavit se slin.
300. Zbavit se slin.
301. Zbavit se slin.
302. Zbavit se slin.
303. Zbavit se slin.
304. Zbavit se slin.
305. Zbavit se slin.
306. Zbavit se slin.
307. Zbavit se slin.
308. Zbavit se slin.
309. Zbavit se slin.
310. Zbavit se slin.
311. Zbavit se slin.
312. Zbavit se slin.
313. Zbavit se slin.
314. Zbavit se slin.
315. Zbavit se slin.
316. Zbavit se slin.
317. Zbavit se slin.
318. Zbavit se slin.
319. Zbavit se slin.
320. Zbavit se slin.
321. Zbavit se slin.
322. Zbavit se slin.
323. Zbavit se slin.
324. Zbavit se slin.
325. Zbavit se slin.
326. Zbavit se slin.
327. Zbavit se slin.
328. Zbavit se slin.
329. Zbavit se slin.
330. Zbavit se slin.
331. Zbavit se slin.
332. Zbavit se slin.
333. Zbavit se slin.
334. Zbavit se slin.
335. Zbavit se slin.
336. Zbavit se slin.
337. Zbavit se slin.
338. Zbavit se slin.
339. Zbavit se slin.
340. Zbavit se slin.
341. Zbavit se slin.
342. Zbavit se slin.
343. Zbavit se slin.
344. Zbavit se slin.
345. Zbavit se slin.
346. Zbavit se slin.
347. Zbavit se slin.
348. Zbavit se slin.
349. Zbavit se slin.
350. Zbavit se slin.
351. Zbavit se slin.
352. Zbavit se slin.
353. Zbavit se slin.
354. Zbavit se slin.
355. Zbavit se slin.
356. Zbavit se slin.
357. Zbavit se slin.
358. Zbavit se slin.
359. Zbavit se slin.
360. Zbavit se slin.
361. Zbavit se slin.
362. Zbavit se slin.
363. Zbavit se slin.
364. Zbavit se slin.
365. Zbavit se slin.
366. Zbavit se slin.
367. Zbavit se slin.
368. Zbavit se slin.
369. Zbavit se slin.
370. Zbavit se slin.
371. Zbavit se slin.
372. Zbavit se slin.
373. Zbavit se slin.
374. Zbavit se slin.
375. Zbavit se slin.
376. Zbavit se slin.
377. Zbavit se slin.
378. Zbavit se slin.
379. Zbavit se slin.
380. Zbavit se slin.
381. Zbavit se slin.
382. Zbavit se slin.
383. Zbavit se slin.
384. Zbavit se slin.
385. Zbavit se slin.
386. Zbavit se slin.
387. Zbavit se slin.
388. Zbavit se slin.
389. Zbavit se slin.
390. Zbavit se slin.
391. Zbavit se slin.
392. Zbavit se slin.
393. Zbavit se slin.
394. Zbavit se slin.
395. Zbavit se slin.
396. Zbavit se slin.
397. Zbavit se slin.
398. Zbavit se slin.
399. Z

