

Estas instrucciones de uso se refieren a los siguientes artículos:

TOP Line					
REF	70100	70101	70102	70103	70104
Tamaño	- 0 -	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Dimensiones	2,0 x 3,0 cm	2,0 x 4,0 cm	3,0 x 4,0 cm	2,7 x 5,4 cm	5,7 x 7,5 cm
Envase	100 piezas	100 piezas	300 piezas	100 piezas	100 piezas

Trend Line					
REF	70400	70401	70402	70403	70404
Tamaño	- 0 -	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Dimensiones	2,0 x 3,0 cm	2,0 x 4,0 cm	3,0 x 4,0 cm	2,7 x 5,4 cm	5,7 x 7,5 cm
Envase	100 piezas	100 piezas	300 piezas	100 piezas	100 piezas

Standard Line					
REF	70100A	70101A	70102A	70103A	70104A
Tamaño	- 0 -	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Dimensiones	2,0 x 3,0 cm	2,0 x 4,0 cm	3,0 x 4,0 cm	2,7 x 5,4 cm	5,7 x 7,5 cm
Envase	100 piezas	100 piezas	300 piezas	100 piezas	100 piezas

TAB Line					
REF	70500	70501	70502	70503	70504
Tamaño	- 0 -	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Dimensiones	2,0 x 3,0 cm	2,0 x 4,0 cm	3,0 x 4,0 cm	2,7 x 5,4 cm	5,7 x 7,5 cm
Envase	100 piezas	100 piezas	300 piezas	100 piezas	100 piezas

Plus Line				
REF	70600	70601	70602	70603
Tamaño	- 0 -	- 1 -	- 2 -	- 3 -
Dimensiones	2,0 x 3,0 cm	2,0 x 4,0 cm	3,0 x 4,0 cm	2,7 x 5,4 cm
Envase	100 piezas	100 piezas	300 piezas	100 piezas

- 1 Gire la solapa hacia adelante
- 2 Introduzca la placa de imagen en la funda protectora
- 3 Despegue la tira blanca
- 4 Gire la lengüeta hacia atrás y presione firmemente
- 5 El lado inactivo debe ponerse hacia el aparato de rayos X
- 6 Para abrir el sobre protector, despegue la tira superior o inferior
- 7 Deseche adecuadamente después del uso

REF	NPRHB0, NPRHB1, NPRHB2, NPRHB3, NPRHB5	706310, 706311, 706312
	QWU000, QWU001, QWU002, QWU003, QWU004	7302, 7303, 7304, 7305, 7306
	209635, 209636, 209637, 209638, 209639, 235952, 235953	88200, 88201, 88202, 88203, 88204
	322955, 322960, 351990, 351995, 353785, 353790	960002, 960003, 960004, 960005
	6074301, 6074302, 6074303, 6074308, 6074312	

El número de referencia puede diferir del número del distribuidor. Al hacer un nuevo pedido, indique el número de referencia del distribuidor.

Finalidad prevista

Las fundas protectoras para placas de imagen son elementos de plástico de un solo uso, han sido diseñadas para proteger al paciente de la contaminación por partículas de la placa de imagen, para evitar la contaminación cruzada entre y para proteger de la luz, polvo, suciedad o daños físicos las placas de imagen intraorales durante las radiografías dentales digitales. Las fundas protectoras están disponibles en 5 tamaños (0, 1, 2, 3, 4) y son compatibles con los tamaños de placa de imagen más comunes del mercado.

Datos de rendimiento

Las fundas protectoras están fabricadas con plástico inodoro y sin látex, el material ha sido probado para detectar posibles intolerancias cutáneas.

Las fundas protectoras pueden utilizarse durante la toma de imágenes, el almacenamiento y la digitalización para garantizar una buena calidad de imagen y prolongar la vida útil de las placas de imagen.

Las fundas protectoras desechables contribuyen a apoyar las medidas de higiene dental, pero no sustituyen las especificaciones del fabricante sobre la desinfección o esterilización de las placas de imagen intraoral reutilizables.

Notas sobre el uso seguro del producto*

- El aparato sanitario solo puede ser utilizado por personal odontológico con la formación adecuada.
- Las fundas protectoras para placas de imagen solo deben utilizarse con guantes desechables nuevos, lo que evitará la contaminación cruzada.
- Utilice una funda protectora nueva cada vez que use una placa de imagen.
- Utilice únicamente fundas protectoras (tamaño 0, 1, 2, 3, 4) que se ajusten a las placas de imagen.
- Las fundas protectoras son desechables y no deben reutilizarse en ningún caso. La contaminación cruzada entre pacientes puede ocurrir con el uso múltiple, lo que puede provocar una infección.
- Deseche la funda protectora después de cada paciente/uso.
- No utilice nunca una funda protectora dañada.
- Fácil aplicación y retirada, como se muestra en las ilustraciones al dorso. Las fundas protectoras de diseño ergonómico y la lengüeta adhesiva con tiras protectoras de cartón resistente permiten una apertura fácil y una inserción sencilla de la placa de imagen.

Es necesario notificar al fabricante y a la autoridad competente en su país cualquier incidente que se produzca en relación con el producto.

Glosario de los símbolos más usados en el embalaje y etiquetado de los productos médicos MGK según la norma de productos sanitarios de la UE DIN EN ISO 15223-1:2017-04			
	Consultar las instrucciones de uso	REF	Número de catálogo
	No reutilizar	LOT	Código de lote
	No estéril	MD	Producto sanitario
	Mantener alejado de la luz	UDI	Identificador único del producto
	Mantener seco		Número de cajas en la unidad de embalaje
	Fecha límite		Número de fundas protectoras por caja
	Rango de temperatura	CE	Marcado CE de conformidad
	Fabricante		

*Literatura: ¹⁾Infektionsprävention in der Zahnheilkunde - Anforderungen an die Hygiene1 - Mitteilung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention beim Robert Koch-Institut Bundesgesundheitsbl - Gesundheitsforsch - Gesundheitsschutz 2006, 49, S1-16, <http://www.bonath-dental.com/RKI-Zahnmedizin2006.pdf>
²⁾Hygienestandard der Zahnarztpraxen in Greifswald nach Publikation der RKI-Richtlinie 2006 im Vergleich zum Hygienestandard in Greifswald und Magdeburg, S. Handrup - 2011

