

Ce mode d'emploi se réfère aux articles suivants:

TOP Line					
REF	70100	70101	70102	70103	70104
Taille	- 0 -	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Dimensions	2,0 x 3,0 cm	2,0 x 4,0 cm	3,0 x 4,0 cm	2,7 x 5,4 cm	5,7 x 7,5 cm
Unité d'emballage	100 pièces	100 pièces	300 pièces	100 pièces	100 pièces

Trend Line					
REF	70400	70401	70402	70403	70404
Taille	- 0 -	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Dimensions	2,0 x 3,0 cm	2,0 x 4,0 cm	3,0 x 4,0 cm	2,7 x 5,4 cm	5,7 x 7,5 cm
Unité d'emballage	100 pièces	100 pièces	300 pièces	100 pièces	100 pièces

Standard Line					
REF	70100A	70101A	70102A	70103A	70104A
Taille	- 0 -	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Dimensions	2,0 x 3,0 cm	2,0 x 4,0 cm	3,0 x 4,0 cm	2,7 x 5,4 cm	5,7 x 7,5 cm
Unité d'emballage	100 pièces	100 pièces	300 pièces	100 pièces	100 pièces

TAB Line					
REF	70500	70501	70502	70503	70504
Taille	- 0 -	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Dimensions	2,0 x 3,0 cm	2,0 x 4,0 cm	3,0 x 4,0 cm	2,7 x 5,4 cm	5,7 x 7,5 cm
Unité d'emballage	100 pièces	100 pièces	300 pièces	100 pièces	100 pièces

Plus Line				
REF	70600	70601	70602	70603
Taille	- 0 -	- 1 -	- 2 -	- 3 -
Dimensions	2,0 x 3,0 cm	2,0 x 4,0 cm	3,0 x 4,0 cm	2,7 x 5,4 cm
Unité d'emballage	100 pièces	100 pièces	300 pièces	100 pièces

- 1 Rabattre le rabat vers l'avant
- 2 Faites glisser la plaque d'imagerie dans le couvercle de protection
- 3 Retirez la bande adhésive blanche
- 4 Repliez le rabat et appuyez fermement
- 5 Le côté inactif doit faire face à l'appareil à rayons X
- 6 Pour ouvrir le couvercle de protection, tirez sur la bande supérieure ou inférieure
- 7 Éliminer correctement après utilisation

REF	NPRHB0, NPRHB1, NPRHB2, NPRHB3, NPRHB5	706310, 706311, 706312
	QWU000, QWU001, QWU002, QWU003, QWU004	7302, 7303, 7304, 7305, 7306
	209635, 209636, 209637, 209638, 209639, 235952, 235953	88200, 88201, 88202, 88203, 88204
	322955, 322960, 351990, 351995, 353785, 353790	960002, 960003, 960004, 960005
	6074301, 6074302, 6074303, 6074308, 6074312	

Le numéro de référence peut différer de celui du concessionnaire. Lors d'une nouvelle commande, veuillez utiliser le numéro de référence du revendeur.

Destination

Les manchons de protection des plaques d'imagerie sont des manchons en plastique à usage unique destinés à protéger le patient de la contamination par les particules de la plaque d'imagerie, à empêcher la contamination croisée entre les patients et à protéger (lumière, poussière, saleté, dommages physiques) les plaques d'imagerie intrabuccale pendant les radiographies dentaires numériques. Les manchons de protection sont disponibles en 5 tailles (0, 1, 2, 3, 4) et sont compatibles avec les tailles de plaques d'imagerie les plus courantes sur le marché.

Caractéristiques

Les manchons de protection sont fabriqués en plastique inodore et sans latex et le matériau a été testé pour une éventuelle intolérance cutanée.











Les manchons de protection peuvent être utilisés pendant l'imagerie, le stockage et la numérisation pour garantir une bonne qualité d'image et prolonger la durée de vie des plaques d'imagerie.

Le manchon de protection jetable est destiné à soutenir les mesures d'hygiène dentaire, mais ne remplace pas les spécifications du fabricant pour la désinfection ou la stérilisation des plaques d'imagerie intra-orale réutilisables.

Consignes de sécurité*

- Le dispositif médical ne peut être utilisé que par le personnel dentaire (formé).
- Les manchons de protection des plaques d'imagerie ne doivent être utilisés qu'avec des gants jetables neufs, afin d'éviter toute contamination croisée.
- Utilisez un nouveau manchon de protection chaque fois que vous utilisez la plaque d'imagerie.
- Utilisez uniquement des manchons de protection (taille 0, 1, 2, 3, 4) adaptés aux plaques d'imagerie.
- Les manchons de protection sont jetables et ne doivent en aucun cas être réutilisés. Une contamination croisée entre patients peut se produire en cas d'utilisation multiple, ce qui peut entraîner une infection.
- Jetez le manchon de protection après chaque patient/utilisation.
- N'utilisez jamais un manchon de protection endommagé.
- Application et retrait faciles, comme le montrent les illustrations au verso. Les manchons de protection ergonomiques et la languette adhésive avec des bandes de couverture en carton robuste permettent une ouverture facile et une insertion simple de la plaque d'imagerie.

Tous les incidents graves survenant en rapport avec le produit doivent être annoncés au fabricant et à l'autorité compétente de votre pays.

Glossaire des symboles couramment utilisés sur les emballages et l'étiquetage des dispositifs médicaux MGK à la réglementation européenne sur les dispositifs médicaux (MDR) DIN EN ISO 15223-1:2017-04			
	Consulter les instructions d'utilisation	REF	Référence ou numéro du modèle
	Usage unique	LOT	Code de lot
	Non stérile	MD	Dispositif médical
	Conserver à l'abri de la lumière du soleil	UDI	Identifiant unique des dispositifs
	Conserver au sec		Nombre de boîtes dans l'unité d'emballage
	À utiliser avant		Nombre de manchons de protection par boîte
	Plage de température de stockage	CE	Marquage de conformité CE
	Fabricant		

*Littérature : ¹Infectionsprävention in der Zahnheilkunde - Anforderungen an die Hygiene1 - Mitteilung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention beim Robert Koch-Institut Bundesgesundheitsbl - Gesundheitsforsch - Gesundheitsschutz 2006, 49, S1-16, <http://www.bonath-dental.com/RKI-Zahnmedizin2006.pdf>
²Hygienestandard der Zahnarztpraxen in Greifswald nach Publikation der RKI-Richtlinie 2006 im Vergleich zum Hygienestandard in Greifswald und Magdeburg, S. Handrup - 2011

