

## Interdentalbürsten mit Winkelstückschaft

Rotierende Bürsten für die professionelle Anwendung. Zum Reinigen von Zahnzwischenräumen, Attachments, und Brackets.

Für Hygienemaßnahmen im Thermodesinfektor geeignet.

Maximale Drehzahl 1000 UpM.

Nicht im gebogenen Zustand, insbesondere beim Linkslauf drehen lassen. Kann Bruchgefahr oder Aufdrehen der Bürste bedeuten.

Keine Wiederaufbereitung wegen Gefährdung der mikrobiologischen Kontamination und eventueller Veränderung der mechanischen Eigenschaften.

Ihr Team der Peridenta care Dental Produkte e.K.

Stand 01.01.2021