

Refills / recharges / rellenados		
#	Ø mm	REF
000	3,0	213 000
00	4,0	213 100
0	4,8	213 110
1	6,3	213 111
2	7,6	213 112

xxx xxx/xx  
300018910318 @

Coltène/Whaledent  
GmbH + Co. KG ■  
Raiffeisenstraße 30  
89129 Langenau/Germany  
[www.coltene.com](http://www.coltene.com)

**Pflegehinweis:** DE  
Solomat-N kann 10 Minuten bei 134°C und 2,2 bar Überdruck autoklaviert werden. Bitte zum Autoklavieren die Teile einschweißen. Solomat-N kann mit aldehydfreien Desinfektionsmitteln desinfiziert werden.

**Care instructions:** EN  
Solomat-N can be 10 minutes autoclaved at 134°C and 2.2 bar overpressure. Please pack the parts in pouches for sterilization. Solomat-N can be disinfected with an aldehyde free disinfectant.

**Conseils d'entretien :** FR  
Solomat-N peut être passé à l'autoclave pendant 10 minutes à une température de 134° C et une surpression de 2,2 bars. Pour la stérilisation en autoclave, emballer les pièces sous sachets de stérilisation soudés. Solomat-N peut être désinfecté avec des désinfectants exempts d'aldéhyde.

**Indicazioni per la manutenzione:** IT  
Solomat-N può essere autoclavato per 10 minuti a 134°C e 2,2 bar di sovrappressione. Prima di sterilizzare in autoclave, separare sempre le varie parti dell'apparecchio. Solomat-N può essere disinfettato con

disinfettanti privi di aldeidi.

**Instrucciones para el cuidado:** ES  
Solomat-N puede esterilizarse en autoclave a 134 °C y 2,2 bar de sobrepresión. Para ello, las piezas deben ponerse en bolsas de esterilización. Solomat-N puede desinfectarse con desinfectantes libres de aldehído.

**Onderhoudsinstructies:** NL  
Solomat-N kan gedurende 10 minuten tot 134°C en bij een overdruk van 2,2 bar worden gesteriliseerd. Seal de onderdelen in ylipaineella 10 minuuttia. Laita Solomat-N voidaan desinfioida aldehydittomilla desinfektioaineilla.

**Skötselråd:** SV  
Solomat-N kan autoklaveras i 10 minuter vid 134 °C och 2,2 bar övertryck. Packa in alla delar i påsar vid autoklivering. Solomat-N kan desinfieras med aldehydfria desinfektionsmedel.

**Υποδείξεις σχετικά με τη φροντίδα:** EL  
Solomat-N voidaan autoklavoida 134 °C:n lämpötilassa ja 2,2 barin ylipaineella 10 minuuttia.

**Indicações para a manutenção:** PT  
Solomat-N pode ser autoclavado a 134 °C e com uma sobrepressão de 2,2 bar durante 10 minutos. As peças devem ser fechadas em bolsas de esterilização antes de autoclavar. Solomat-N pode ser desinfetado com

**Merknad om stell:** NO  
Solomat-N kan autoklaveres ved 134 °C og 2,2 bar overtrykk.

**Plejeanvisning:** DA  
Solomat-N kan autoklaveres i 10 minutter ved 134° C og et overtryk på 2,2 bar. Før autoklavering anbringes delene i en sammensvejt.

**Aldehydfrie desinfeksjonsmidler:** NO  
Solomat-N kan desinfieres med aldehydfrie desinfeksjonsmidler.

**Indicație pentru întreținere:** RO  
Solomat-N poate fi autoclavat timp de 10 minute la 134 °C și 2,2 bari suprapresiune. Pentru sterilizarea în autoclav vă rugăm siglați componente. Solomat-N poate fi dezinfecțat cu dezinfecțanți care nu contin aldehyde.

**Wskazówka dotycząca pielęgnacji:** PL  
Solomat-N można autoklawować przez 10 minut w temperaturze 134°C i przy nadciśnieniu 2,2 bar. Celem sterylizacji części w autoklawie należy je szczerle zamknąć. Solomat-N można dezynfekować

środkami dezynfekcyjnymi bez za-  
wartości aldehydów.

tu be aldehydų.

**Napotek za čiščenje:** SL  
Solomat-N lahko avtoklavirate 10 minut pri 134 °C in nadtlaku 2,2 bara. Za avtoklaviranje dele zavarte v folijo. Solomat-N lahko razkužite z razkužilom, ki ne vsebuje aldehyda.

**Hooldusjuhised** ET  
Solomat-N tohib autoklaavida 10 minutit 134 °C ja 2,2 baari juures. Autoklaavimiseks tuleb osad pakkida. Solomat-N autoklaavitakse aldehyüdivaba desinfektsioonivate z razkužilom, ki ne vsebuje aldehyda.

**Priežiūros nuoroda:** LT  
Solomat-N galima 10 minučių kaitinti autoklave 134 °C temperatūroje ir 2,2 bar viršlėgyje. Prieš autoklavuodami dalis užlydykite autoklavavimo maišeliuose. Solomat-N galima dezinfekuoti dezinfektan-

**Pokyny k ošetřování:** CS  
Solomat-N lze autoklávovat po dobu 10 minut při teplotě 134 °C a přetlaku 2,2 barů. Při autoklávání díly zataťte. Solomat-N lze dezinfikovat dezinfekčními prostředky bez obsahu aldehydů.

**Használati útmutató:** HU  
A Solomat-N 10 percig autoklávozható 134 °C-on és 2,2 bar túlnyomáson. Autoklávozáshoz kérjük, csomagolja lezárt tasakba az alkatrészeket. Solomat-N aldehydmentes fertőtlenítőszerekkel fertőtleníthető.

**Pokyny k údržbe:** SK  
Solomat-N sa môže autoklávovať 10 minút pri teplote 134 °C a pre-tlaku 2,2 barov. Pred autoklávovaním sa diely musia privariť. Solomat-N sa môže dezinfikovať prostriedkami, ktoré neobsahujú aldehydy.

**Ukazania za poddržka:** BG  
Solomat-N може да се автоклавира за 10 минути при температура 134°C и 2.2 бара налягане. Преди автоклавиране и двете части трябва да бъдат опаковани поотделно. Solomat-N може да се дезинфекцира с несъдържащи алdehyди дезинфекционни средства.

**Bakım talimatları:** TR  
Solomat-N 134 °C sıcaklıkta ve 2,2 bar atmosfer üstü basınçta 10 dakika otoklavlabilir. Lütfen otoklavlamadan önce parçaları shrink ambalaja koyunuz. Solomat-N aldehit içermeyen dezenfektanlarla dezenfekte edilebilir.

**Інструкція з догляду:** УКР  
Solomat-N можна автоклавувати протягом 10 хвилин при температурі 134 °C та надлишковому тиску 2,2 бари. Для проведення стерилізації запакувати компоненти в пакети. Solomat-N можна дезінфікувати дезінфекційним засобом, що не містить альдегідів.

**Apkopes norādījumi:** LV  
Solomat-N var 10 minūtes sterilizēt autoklāvā 134 °C temperatūrā ar 2,2 bar virsspiedienu. Lūdzu, iesaiņojiet atsevišķās daļas pirms sterilizēšanas autoklāvā elastīgajā plēvē. Solomat-N var dezinficēt ar aldehydiem.

**Upute za održavanje:** HR  
Solomat-N može se autoklavirati tijekom 10 minuta na 134°C i 2,2 bara nadtlaka. Molimo spakirajte dijelove u vrećice za sterilizaciju. Solomat-N može se dezinficirati

du nesaturošiem dezinfekcijas līdzekļiem.

dezinficijensima koji ne sadržavaju aldehyd.

**roeko**  
**Solomat-N**

**COLTENE**