

# GAMMEX® Latex Underglove

OPERATIONSHANDSCHUHE

## Puderfreier grüner OP- Unterhandschuh für eine einfache Doppelbehandschuhung

### HAUPTMERKMALE UND VORTEILE:

- Enthält Glycerin und Polydimethylsiloxan, die Feuchtigkeit speichern und die Haut rehydrieren.
- Hergestellt mit den speziellen Handschuhformen von Ansell für eine verbesserte Passform, einen erhöhten Tragekomfort und die Vermeidung einer schnellen Handermüdung
- Dieser Handschuh verfügt über eine grün gefärbte, glatte Außenfläche mit Mikrotextrur und eignet sich ideal für eine Doppelbehandschuhung und das einfache Erkennen von Beschädigungen des Handschuhs
- Die auf der DERMASHIELD™-Technologie basierende Innenschicht ermöglicht ein müheloses Anziehen mit trockenen und feuchten Händen und Wechseln während der Operation.

*WARNHINWEIS: Eine sichere Verwendung dieses Handschuhs von Personen mit einer Latexsensibilisierung wurde bisher noch nicht durch entsprechende Tests bestätigt. Dieses Produkt enthält Naturgummilatex, das allergische Reaktionen auslösen kann.*

### Empfohlen für

- Alle chirurgischen Verfahren, insbesondere hochriskante Eingriffe in der Orthopädie, Traumachirurgie und Kardiologie
- An-/Ausziehen mit feuchten Händen
- Einfaches Erkennen von Beschädigungen des Handschuhs
- Ideal als Unterhandschuh bei einer Doppelbehandschuhung

### INTEGRIERTE TECHNOLOGIEN



## GAMMEX® Innovationen, die schützen

Inspiziert vom Innovationsgeist von Ansell halten die OP-Handschuhe der GAMMEX®-Reihe immer Schritt mit den Entwicklungen im Anforderungsprofil der Chirurgie. Einzigartige Materialmischungen, modernste Technologien, ergonomischer Tragekomfort und herausragende Schutzleistung, das alles sind Gründe, aus denen medizinisches Personal uns weltweit die Sicherheit seiner Hände anvertraut.

# GAMMEX<sup>®</sup> Latex Underglove

OPERATIONSHANDSCHUHE

## PRODUKTINFORMATIONEN

Material	Naturgummilatex
Puder Inhalt	Pudermfrei
Farbe	Grün
Dicke	Standard
Manschetten-Stil	Gerade mit SUREFIT™-Technologie
Externe Handschuhoberfläche	Glatt mit mikrotexturierter Beschichtung
Interne Handschuhoberfläche	HYDRASOFT™-Beschichtung
Allergie-Prävention	Keine
Grip-Niveau	Niedrig
Doppel Behandschuhung Empfehlung	Unterhandschuh
Getestet Zur Verwendung mit Chemotherapeutika	Ja, gemäß ASTM D6978 (nicht gelistet in der US FDA 510k)
Freiheit von Löchern (Inspektionsstufe I)	0.65 AQL
Steril	Ja
Produktstandards	AS/NZS 4179, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Qualitäts-/Umweltnormen	EN 556, ISO 11137-Part 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001, Korean GMP
Verpackung	50 Paar/Schachtel; 4 Schachteln/Karton/Umkarton; 200 Paar/Karton/Umkarton
Haltbarkeit	3 Jahre
Lageranleitungen	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. an einem kühlen und trockenen Platz aufbewahren. Von Ozon- und Zündquellen fernhalten
Chemische Vulkanisierbeschleuniger	Xanthogenpolysulphide, Natriumdibutyldithiocarbamat (SDBC), Zinkdiethyldithiocarbamat (ZDEC)

## BESTELLINFORMATIONEN

Größe	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Bestellnummer	330050055	330050060	330050065	330050070	330050075	330050080	330050085	330050090

Wenden Sie sich für Bestellungen oder weitere Informationen bitte an Ihren Ansell-Ansprechpartner.

**Nordamerika**  
Tel. (USA): +1 800 952 9916  
Tel. (KANADA): +1-844-494-7854  
E-Mail: insidesalesus@ansell.com  
Sandel Tel (USA): 866 764 3327  
Sandel email: sandel-cs@ansell.com

**Mittel- und Südamerika**  
Tel.: +52 (442) 296 20 50  
E-Mail: cslac@ansell.com  
**Brasilien**  
Tel.: + 55 11 3356 3100  
E-Mail: luvas.medicas@ansell.com

**Europa, Naher Osten und Afrika**  
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00  
E-Mail: info@ansell.eu

**Asiatisch-Pazifischer Raum**  
Tel.: +603 8310 6688  
E-Mail: apac.medical@ansell.com

**Indien**  
Tel.: +91 22 38124500  
E-mail: info.india@ansell.com  
**Australien und Neuseeland**  
Tel.: +61 3 9270 7270  
E-Mail: protection@ap.ansell.com  
**China**  
Tel.: +86(21) 3827 5005  
Email: infochina@ansell.com