

Diamantpolierer für das Dentallabor | Diamond Polishers for the dental laboratory


Diamantpoliersystem für die Zirkonoxidbearbeitung | Diamond Polishing System for Zirconia

TOPDENT® Dia-Steine grob | Dia-Stones coarse

Diamantschleifkörper in synthetischer Bindung für die Bearbeitung und zum Abtragen von Zirkonoxidkeramik. Auch für Silikatkeramiken geeignet.

Grinders interspersed with diamonds in a synthetic bond for removal of zirconia. Also suited for silicate ceramics.

- Effizienter Abtrag
- Stark reduzierte Wärmeentwicklung
- Kein Wärmestau in der Versorgung, dadurch verminderte Gefahr von Mikrorissbildung
- Geringer Anpressdruck erforderlich
- Hohe Standzeit
- Ohne Wasserkühlung – nass oder trocken anwendbar
- efficient material removal
- reduced heat development
- prevention of micro crack formation
- use of reduced application of pressure
- long-lasting
- dry or wet application is possible



TOPDENT® DIA-BLUE O-CERA


- Diamantpolierer speziell für die Anwendung auf Zirkonoxidkeramiken
- Hohe Standzeit
- Effizienter Abtrag
- Schnelle und wirtschaftliche Bearbeitung
- particularly suited for zirconia
- long-lasting
- fast and efficient material removal



Vorpolieren und Glätten
pre-polishing and smoothing



Hochglanz-polieren
high-lustre polishing




* je 1 St. im Set enthalten
* ea. 1 pc included in the set

TOPDENT® DIA BLUE O-CERA | Assortment

8 Instrumente mit Handstückschaft

8 instruments with HP shank



Diamantpoliersystem für die Bearbeitung von Silikatkeramiken | Diamond Polishing System for Silicate Ceramics

TOPDENT® Dia-Steine medium | Dia-Stones medium

Diamantschleifkörper in synthetischer Bindung für die Bearbeitung und zum Abtragen von Silikatkeramiken. Auch für Zirkonkeramik geeignet.
Grinders interspersed with diamonds in a synthetic bond for removal of silicate ceramics. Also suited for zirconia.

- Effizienter Abtrag
- Stark reduzierte Wärmeentwicklung
- Kein Wärmostau in der Versorgung, dadurch verminderte Gefahr von Mikrorissbildung
- Geringer Anpressdruck erforderlich
- Hohe Standzeit
- Ohne Wasserkühlung - nass oder trocken anwendbar
- efficient material removal
- reduced heat development
- prevention of micro crack formation
- use of reduced application of pressure
- long-lasting
- dry or wet application is possible



1 St. / pc.

22465

Rad
wheel

22467

konisch
conical

22468

Zylinder
cylinder

TOPDENT® DIA-BLUE SC

- Diamantpolierer speziell für die Anwendung auf Silikatkeramiken wie Feldspatkeramik, Leuzitkeramik und Lithium-Disilikat
- Hohe Standzeit
- Sehr gute Polierergebnisse aufgrund der ausgewählten Diamantkörnung
- Schnelle und wirtschaftliche Bearbeitung
- especially suited for silicate ceramics such as felspathic porcelain and lithium disilicate glass-ceramics
- long-lasting
- excellent polishing results
- fast and efficient

medium

4 x 13

22483

Spitze
point

3 St. / pcs.

11 x 2

22482

Rad
wheel

20 x 1 mm

22484

Linse
lens

Vorpolieren
und Glätten
pre-polishing and
smoothing

fine

4 x 13

22488

Spitze
point

3 St. / pcs.

11 x 2

22487

Rad
wheel

20 x 1 mm

22489

Linse
lens

Hochglanz-
polieren
high-lustre
polishing

TOPDENT® DIA BLUE SC | Assortment

9 Instrumente mit Handstückschaft
9 instruments with HP shank

NEU / NEW!

Ø 8.000 - 12.000 min⁻¹



REF 22440S

KENTZLER-KASCHNER DENTAL GmbH
Mühlgraben 36
73479 Ellwangen / Jagst

Telefon: +49 (7961) 9073-0
Fax: +49 (7961) 52031

e-Mail: info@kkd-topdent.de

« Gemeinsam für gesunde Zähne
Together for healthy teeth

www.kkd-topdent.de

